

eSAA

(ANTÍGENO AMILOIDE A EQUINO)



O QUE É E PARA QUE SERVE?

O eSAA é um importante biomarcador de origem hepática que aponta **infecções e inflamações agudas** em equinos. Também é extremamente útil no acompanhamento de animais no pré-cirúrgico, para a determinação de inflamações subclínicas, e no **progresso dos animais em tratamento**.

CARACTERÍSTICAS DE TESTE

ANIMAL	Equino
AMOSTRA	Soro
VOL. DE AMOSTRA	5 µL
FAIXA DE DETECÇÃO	8~2000 mg/L
TEMPO DE TESTE	5 minutos
ARMAZENAMENTO	4°C a 30° C - 24 meses



EXECUÇÃO E RESULTADOS


1 Colete **5µL** de amostra e adicione ao buffer;



2 Colete **75µL** da mistura do buffer;



3 Insira a mistura no leitor e dê **play** no equipamento;



VALORES DE REFERÊNCIA

DETECÇÃO	RESULTADO
< 20 mg/L	Normal